

Aspirationsnadeln

für Bronchoskopie & Gastroskopie – Einmalgebrauch

Aspirationsnadeln

- Koaxialer Luer-Lock Anschluss für eine Vakuumspritze
Einfache Aspiration von Zellen
- Roter Sicherheitsclip
Beugt einen unbeabsichtigten Nadelvorschub beim Einführen des Instruments vor
- Automatischer Rückzug der Nadel
Sichert die Nadel im Tubus beim Entfernen des Instruments und verhindert eine Beschädigung des Arbeitskanals
- Nadelarretierung
Kontrollierte Punktion in das Zielgewebe
- 15° Nadelschliff und Nadel mit großer Seitenöffnung
Atraumatischer Nadeleinstich
Maximale histologische Ausbeute



Aspirationsnadeln

für Bronchoskopie & Gastroskopie – Einmalgebrauch

Bronchoskopie

Aspirationsnadel – mit Metallspirale und inklusive Vakuum-Aspirationsspritze mit 2-Wege Hahn

| Bestell-Nr. | Nadeldurchmesser | Nadellänge | Außendurchmesser der Metallspirale | Arbeitslänge | Mindest-Arbeitskanaldurchmesser |
|---------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| GAN-01-19-100 | 21 Gauge / 0,8 mm | 12 mm | 1,9 mm | 100 cm | 2,1 mm |

Gastroskopie

Aspirationsnadel – mit Plastiktubus und inklusive Vakuum-Aspirationsspritze mit 2-Wege Hahn

| Bestell-Nr. | Nadeldurchmesser | Nadellänge | Tubus-Außendurchmesser | Arbeitslänge | Mindest-Arbeitskanaldurchmesser |
|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| GAN-02-19-180 | 21 Gauge / 0,8 mm | 12 mm | 1,9 mm | 180 cm | 2,1 mm |

Vertrieb: