


# Injectra

Injektionsnadeln – Einmalgebrauch

## Injectra

- **Transparenter Nadeltubus**  
*Optimale Applikationskontrolle von  
Medikamenten und Lösungen*
- **Roter Sicherheitsclip**  
*Beugt einen unbeabsichtigten Nadelvorschub  
beim Einführen des Instruments vor*
- **Automatischer Rückzug der Nadel**  
*Sichert die Nadel im Tubus beim Entfernen des  
Instruments und verhindert eine Beschädigung  
des Arbeitskanals*
- **Nadelarreterung**  
*Kontrollierte Punktion in das Zielgewebe*



## Bronchoskopie

### Injectra – Injektionsnadel

Bestell-Nr.	Nadeldurchmesser	Nadellänge	Tubus-Außendurchmesser	Arbeitslänge
GSN-04-23-120	19 Gauge / 1,0 mm	6,0 mm	2,3 mm	120 cm
GSN-03-19-120	22 Gauge / 0,7 mm	6,0 mm	1,9 mm	120 cm

## Gastroskopie

### Injectra – Injektionsnadel

Bestell-Nr.	Nadeldurchmesser	Nadellänge	Tubus-Außendurchmesser	Arbeitslänge
GSN-02-23-180	19 Gauge / 1,0 mm	4,0 mm	2,3 mm	180 cm
GSN-04-23-160	19 Gauge / 1,0 mm	6,0 mm	2,3 mm	160 cm
GSN-04-23-180	19 Gauge / 1,0 mm	6,0 mm	2,3 mm	180 cm
GSN-01-19-180	22 Gauge / 0,7 mm	4,0 mm	1,9 mm	180 cm
GSN-03-19-160	22 Gauge / 0,7 mm	6,0 mm	1,9 mm	160 cm
GSN-03-19-180	22 Gauge / 0,7 mm	6,0 mm	1,9 mm	180 cm
GSN-05-19-180	25 Gauge / 0,5 mm	4,0 mm	1,9 mm	180 cm
GSN-06-19-180	25 Gauge / 0,5 mm	6,0 mm	1,9 mm	180 cm

## Koloskopie

### Injectra – Injektionsnadel

Bestell-Nr.	Nadeldurchmesser	Nadellänge	Tubus-Außendurchmesser	Arbeitslänge
GSN-02-23-230	19 Gauge / 1,0 mm	4,0 mm	2,3 mm	230 cm
GSN-04-23-230	19 Gauge / 1,0 mm	6,0 mm	2,3 mm	230 cm
GSN-01-19-230	22 Gauge / 0,7 mm	4,0 mm	1,9 mm	230 cm
GSN-03-19-230	22 Gauge / 0,7 mm	6,0 mm	1,9 mm	230 cm
GSN-05-19-230	25 Gauge / 0,5 mm	4,0 mm	1,9 mm	230 cm
GSN-06-19-230	25 Gauge / 0,5 mm	6,0 mm	1,9 mm	230 cm