

PolyCatch

Polypen & Fremdkörper-Fangbeutel – Einmalgebrauch

PolyCatch™

- Leicht öffnender ovaler Fangbeutel
Schnelles Bergen und Entfernen von Polypen & Fremdkörpern
Gewebeschonende Bergeprozedur von Polypen für eine exakte pathologische Bestimmung
- Drehbarer Fangbeutel
Benutzerfreundliche & präzise Positionierung
- Latexfreies Beutel Material
Eliminiert das Risiko von Latex Allergischen Reaktionen



PolyCatch Polypen & Fremdkörper-Fangbeutel

Der PolyCatch besteht aus einem latexfreien Fangbeutel und eignet sich hervorragend für die endoskopische Entfernung von Polypen und Fremdkörpern aus dem Magen- und Darmtrakt. Abgetragene Polypen lassen sich schnell und sicher bergen, insbesondere Polypfragmente, die durch die schichtweise bzw. portionsweise Resektion von sessilen und großen Polypen vorliegen.

Im Vergleich zu mehrarmigen Polypengreifern umschließt der PolyCatch Fangbeutel den Polypen sicher und komplett, so dass es zu keiner Gewebeverletzung kommt, die das Resultat einer pathologischen Untersuchung beeinflussen könnte. Zusätzlich besteht ein äußerst geringes Risiko, dass potentiell tumoröses Polypengewebe andere Organareale bei der Entfernung kontaminiert.

Mit dem PolyCatch Fangbeutel können verschluckte Fremdkörper, wie z. B. Münzen, Batterien und kleine Spielzeuge einfach geborgen werden. Das drehbare Instrument erlaubt den Fangbeutel optimal zu positionieren.


Der PolyCath Fangbeutel mit der Artikelnummer GBF-08-15-120 kann auch bei Arbeitskanälen mit einem Durchmesser von 2,0 mm verwendet werden und wird außerdem für pädiatrische Gastroskope empfohlen.

Eigenschaften & Vorteile

- Leicht öffnender ovaler Fangbeutel
Schnelles Bergen und Entfernen von Polypen & Fremdkörpern
Gewebeschonende Bergeprozedur von Polypen für eine exakte pathologische Bestimmung
- Drehbarer Fangbeutel
Benutzerfreundliche & präzise Positionierung
- Latexfreies Beutel Material
Eliminiert das Risiko von Latex Allergischen Reaktionen

PolyCatch Polypen & Fremdkörper-Fangbeutel – Einmalgebrauch

Bestell-Nr.	Öffnungsweite des Fangbeutels	Fangbeutel Tiefe	Katheterdurchmesser	Arbeitslänge
GFB-08-15-120	15 mm	12 mm	1,8 mm	120 cm
GFB-08-25-180	25 mm	17 mm	2,6 mm	180 cm
GFB-08-25-230	25 mm	17 mm	2,6 mm	230 cm
GFB-08-35-230	35 mm	20 mm	2,6 mm	230 cm



Vertrieb: