

# Steinextraktions-Körbchen

Einmalgebrauch

## Steinextraktions-Körbchen

- 45° Injektionsanschluss & integrierter Dichtung  
*Benutzerfreundliche und einfache  
Kontrastmittelgabe*
- Instrumentenhalter und Einführtubus sind  
entfernbar  
*Kompatibel zur Lithotripsie-Notfallspirale  
und zum StoneBuster Lithotripsiegriffs zur  
Durchführung einer Notfall-Lithotripsie*
- Ergonomischer Instrumentenhalter  
*Einfache und sichere Manipulation des  
Körbchens*



# Steinextraktions-Körbchen

Einmalgebrauch

## Funktionen und Vorteile

- 45° Injektionsanschluss und integrierter Dichtung  
*Benutzerfreundliche und einfache Kontrastmittelgabe*
- Instrumentenhalter und Einführtubus sind entfernbar  
*Kompatibel zur Lithotripsie-Notfallspirale und zum StoneBuster Lithotripsiegriffs zur Durchführung einer Notfall-Lithotripsie*
- Ergonomischer Instrumentenhalter  
*Einfache und sichere Manipulation des Körbchens*

**Steinextraktions-Körbchen Set** – montiert, bestehend aus Körbchen, Einführtubus mit Dichtung (Arbeitslänge 180 cm) und Instrumentenhalter

Bestell-Nr.	Beschreibung	Körbchen Durchmesser	Körbchen Länge	Außendurchmesser
GEB-11-19-420	4-Draht Körbchen	20 mm	42 mm	1,9 mm
GEB-11-19-425	4-Draht Körbchen	25 mm	52 mm	1,9 mm
GEB-11-19-430	4-Draht Körbchen	30 mm	61 mm	1,9 mm
GEB-11-19-620	6-Draht Körbchen	20 mm	42 mm	1,9 mm
GEB-11-19-625	6-Draht Körbchen	25 mm	52 mm	1,9 mm
GEB-11-19-630	6-Draht Körbchen	30 mm	61 mm	1,9 mm
GEB-11-25-420	4-Draht Körbchen	20 mm	42 mm	2,5 mm
GEB-11-25-425	4-Draht Körbchen	25 mm	52 mm	2,5 mm
GEB-11-25-430	4-Draht Körbchen	30 mm	61 mm	2,5 mm
GEB-11-25-620	6-Draht Körbchen	20 mm	42 mm	2,5 mm
GEB-11-25-625	6-Draht Körbchen	25 mm	52 mm	2,5 mm
GEB-11-25-630	6-Draht Körbchen	30 mm	61 mm	2,5 mm

Vertrieb: