

Polypen- und Fremdkörpergreifer

Einmalgebrauch

Polypen- und Fremdkörpergreifer

- Große Öffnungsweite der Greifer
Umfangreiche und flexible Nutzung
- Ergonomischer Griff
Sicherheit und Komfort

Fremdkörperzangen

- Große Öffnungsweite der Branchen
Umfangreiche und flexible Nutzung
 - Beschichtete Metallspirale und Positionsmarkierungen
Reibungsfreie Passage durch den Arbeitskanal
- Einfache Beurteilung der Zangenposition für einen kontrollierten Vorschub und Rückzug*



Beschichtete
Metallspirale und
Positionsmarkierungen



Polypen- und Fremdkörpergreifer



Fremdkörpergreifer – Greifer mit Haken

Bestell-Nr.	Greiferform	Katheter-Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser-Arbeitskanal
GFB-01-25-180	4-armig	2,5 mm	180 cm	2,8 mm
GFB-01-25-230	4-armig	2,5 mm	230 cm	2,8 mm

Polypengreifer – Greifer mit Ösen

Bestell-Nr.	Greiferform	Katheter-Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser-Arbeitskanal
GFB-06-25-180	3-armig	2,5 mm	180 cm	2,8 mm
GFB-06-25-230	3-armig	2,5 mm	230 cm	2,8 mm
GFB-02-25-180	4-armig	2,5 mm	180 cm	2,8 mm
GFB-02-25-230	4-armig	2,5 mm	230 cm	2,8 mm

Fremdkörpergreifer

Bestell-Nr.	Greiferform	Katheter-Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser-Arbeitskanal
GFB-03-25-180	2 zu 2 Zähne	2,5 mm	180 cm	2,8 mm
GFB-03-25-230	2 zu 2 Zähne	2,5 mm	230 cm	2,8 mm

Fremdkörper-Korbchen

Bestell-Nr.	Greiferform	Korbchen-durchmesser	Katheter-Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser-Arbeitskanal
GFB-07-25-425	4-Draht Körbchen	25 mm	2,5 mm	230 cm	2,8 mm
GFB-07-25-625	6-Draht Körbchen	25 mm	2,5 mm	230 cm	2,8 mm

Fremdkörperzangen

Fremdkörperzangen



Mauszahn



Alligator

Fremdkörperzange – mit beschichteter Metallspirale und Positionsmarkierungen


Bestell-Nr.	Zangenform	Katheter- Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser- Arbeitskanal
GFB-09-23-120	Mauszahn	2,3 mm	120 cm	2,5 mm
GFB-09-23-180	Mauszahn	2,3 mm	180 cm	2,5 mm
GFB-09-23-230	Mauszahn	2,3 mm	230 cm	2,5 mm

Fremdkörperzange – mit beschichteter Metallspirale und Positionsmarkierungen

Bestell-Nr.	Zangenform	Katheter- Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser- Arbeitskanal
GFB-10-23-180	Alligator	2,3 mm	180 cm	2,5 mm
GFB-10-23-230	Alligator	2,3 mm	230 cm	2,5 mm

Polypen- und Fremdkörpergreifer

Einmalgebrauch



Vertrieb:

L-GFB-SU-00-BRD Ver. 6.0 (2016-02)

Hersteller: