

# FlexiBite

Biopsiezangen – Einmalgebrauch

## FlexiBite

- Scharfe Standard & gezahnte Löffel  
*Präzise und kontrollierte Biopsieentnahme*
- Version mit beschichteter Metallspirale und Positionsmarkierungen  
*Reibungsfreie Passage im Arbeitskanal*  
*Einfache Beurteilung der Zangenposition für einen kontrollierten Vorschub und Rückzug der Biopsiezange*

## FlexiBite Jumbo

- Doppeltes Löffelvolumen im Vergleich zu Standard Versionen

## „Hot“-Biopsiezangen

- Sichere Elektrokoagulation & Resektion kleiner Polypen



FlexiBite –  
mit beschichteter  
Metallspirale und  
Positionsmarkierung

Medi-Globe®

 **Medi-Globe®**  
*The Spirit of Care.™*

### Löffelformen



Ovale Löffel



Ovale Löffel mit Dorn



Gezahnte ovale Löffel



Gezahnte ovale Löffel mit Dorn

### Biopsiezangen Standard

## Bronchoskopie



Ovale Löffel



Ovale Löffel mit Dorn

#### FlexiBite – Biopsiezangen mit Metallspirale, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser Arbeitskanal
GBF-01-18-120	Ovale Löffel	1,8 mm	120 cm	2,0 mm
GBF-02-18-120	Ovale Löffel mit Dorn	1,8 mm	120 cm	2,0 mm

## Gastroskopie & Koloskopie



Ovale Löffel



Ovale Löffel mit Dorn

#### FlexiBite – Biopsiezangen mit Metallspirale, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser Arbeitskanal
GBF-01-23-180	Ovale Löffel	2,3 mm	180 cm	2,5 mm
GBF-01-23-230	Ovale Löffel	2,3 mm	230 cm	2,5 mm
GBF-02-23-180	Ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	180 cm	2,5 mm
GBF-02-23-230	Ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	230 cm	2,5 mm



Gezahnte ovale Löffel



Gezahnte ovale Löffel mit Dorn

#### FlexiBite – Biopsiezangen mit Metallspirale, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser Arbeitskanal
GBF-03-23-230	Gezahnte ovale Löffel	2,3 mm	230 cm	2,5 mm
GBF-04-23-230	Gezahnte ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	230 cm	2,5 mm

## „Hot“-Biopsiezange



Ovale Löffel

#### Monopolare „Hot“-Biopsiezangen mit beschichteter Metallspirale, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Minstdurchmesser Arbeitskanal
GBF-11-24-180	Ovale Löffel	2,4 mm	180 cm	2,8 mm
GBF-11-24-230	Ovale Löffel	2,4 mm	230 cm	2,8 mm

Die HF-Anschlüsse der Medi-Globe „Hot“-Biopsiezange sind direkt kompatibel mit den HF-Chirurgiegeräten von Olympus. Bei Fragen zur Kompatibilität mit anderen HF-Chirurgiegeräten kontaktieren Sie bitte die Medi-Globe GmbH oder ihren zuständigen Medizinprodukteberater. Medi-Globe HF-Kabel für Hersteller anderer HF-Chirurgiegeräten finden Sie im Prospekt „Sonstiges“.

## Biopsiezangen mit beschichteter Metallspirale

### Bronchoskopie

Ovale Löffel



Ovale Löffel mit Dorn



#### FlexiBite – Biopsiezangen mit beschichteter Metallspirale, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Mindestdurchmesser Arbeitskanal
GBF-21-18-120	Ovale Löffel	1,8 mm	120 cm	2,0 mm
GBF-22-18-120	Ovale Löffel mit Dorn	1,8 mm	120 cm	2,0 mm

### Gastroskopie & Koloskopie

Ovale Löffel



Ovale Löffel mit Dorn



#### FlexiBite – Biopsiezangen mit beschichteter Metallspirale und Positionsmarkierungen, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Mindestdurchmesser Arbeitskanal
GBF-21-18-160	Ovale Löffel	1,8 mm	160 cm	2,0 cm
GBF-21-23-180	Ovale Löffel	2,3 mm	180 cm	2,8 mm
GBF-21-23-230	Ovale Löffel	2,3 mm	230 cm	2,8 mm
GBF-22-18-160	Ovale Löffel mit Dorn	1,8 mm	160 cm	2,0 cm
GBF-22-23-180	Ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	180 cm	2,8 mm
GBF-22-23-230	Ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	230 cm	2,8 mm

#### FlexiBite Jumbo – Biopsiezangen mit extra großen Löffel, mit beschichteter Metallspirale und Positionsmarkierungen, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Mindestdurchmesser Arbeitskanal
GBF-21-30-230	Ovale Löffel	3,0 mm	230 cm	3,2 mm
GBF-22-30-230	Ovale Löffel mit Dorn	3,0 mm	230 cm	3,2 mm

Gezahnte ovale Löffel



Gezahnte ovale Löffel mit Dorn



#### FlexiBite – Biopsiezangen mit beschichteter Metallspirale und Positionsmarkierungen, steril verpackt


Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Mindestdurchmesser Arbeitskanal
GBF-23-23-230	Gezahnte ovale Löffel	2,3 mm	230 cm	2,8 mm
GBF-24-23-230	Gezahnte ovale Löffel mit Dorn	2,3 mm	230 cm	2,8 mm

#### FlexiBite Jumbo – Biopsiezangen mit extra großen Löffel, mit beschichteter Metallspirale und Positionsmarkierungen, steril verpackt

Bestell-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser	Arbeitslänge	Mindestdurchmesser Arbeitskanal
GBF-23-30-230	Gezahnte ovale Löffel	3,0 mm	230 cm	3,2 mm
GBF-24-30-230	Gezahnte ovale Löffel mit Dorn	3,0 mm	230 cm	3,2 mm

# FlexiBite

Biopsiezangen – Einmalgebrauch



Vertrieb:

L-GBF-SU-00-BRD Ver. 8.0 (2014-03)

Hersteller: