


Zytologiebürsten

Einmalgebrauch

Zytologiebürsten

- Bürste mit konischer atraumatischer Spitze
Optimaler Tubusverschluss und Sicherung des zytologischen Abstrichs
- Sets mit Bürste und Schere
Anwenderfreundliche Sicherung der Probe
- Sophexa Easy-Zytologiebürste
Führungsdraht kompatible Bürste zur Abstrichentnahme im Gallengang



Zytologiebürsten

Einmalgebrauch

Bronchoskopie

Zytologiebürste – mit konischer atraumatischer Spitze und ergonomischem Griff – steril

Bestell-Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Katheter-Außendurchmesser	Mindest-Arbeitskanaldurchmesser
GCB-01-18-120	Zytologiebürste	120 cm	1,8 mm	2,0 mm
GCB-01-24-120	Zytologiebürste	120 cm	2,45 mm	2,8 mm
GCB-02-18-120	Set mit Bürste und Schere	120 cm	1,8 mm	2,0 mm

Gastroskopie

Zytologiebürste – mit konischer atraumatischer Spitze und ergonomischem Griff – steril

Bestell-Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Katheter-Außendurchmesser	Mindest-Arbeitskanaldurchmesser
GCB-01-18-180	Zytologiebürste	180 cm	1,8 mm	2,0 mm
GCB-01-24-180	Zytologiebürste	180 cm	2,45 mm	2,8 mm
GCB-02-18-180	Set mit Bürste und Schere	180 cm	1,8 mm	2,0 mm

Koloskopie

Zytologiebürste – mit konischer atraumatischer Spitze und ergonomischem Griff – steril

Bestell-Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Katheter-Außendurchmesser	Mindest-Arbeitskanaldurchmesser
GCB-01-18-230	Zytologiebürste	230 cm	1,8 mm	2,0 mm
GCB-01-24-230	Zytologiebürste	230 cm	2,45 mm	2,8 mm

E.R.C.P.

Sophexa Easy-Zytologiebürste – Führungsdraht kompatible Bürste zur Abstrichentnahme im Gallengang – steril

Bestell-Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Katheter-Außendurchmesser	Mindest-Arbeitskanaldurchmesser
GCB-03-24-230	Zytologiebürste	230 cm	2,45 mm	2,8 mm